

測定項目：Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, As, Hg

測定樣品：各種水體，土壤，汙泥，食品，飲料，化學品，藥品



Model PDV6000 可攜帶式



Model TEA3000 實驗室型



Model OVA5000 連續監測型
(可同時監測4種重金屬)

★ 優點：

- § 新型 ASV (Anodic Stripping Voltammetry) 檢測原理，配合標準液及分析試劑，操作方便
- § 可於野外或現場即時檢測，5分鐘即可完成，較傳統方法大幅提升效率
- § 檢測濃度可低至 5 ppb，解析度 1 ppb
可避免鹽度的干擾，適用於海水及廢水之檢測監測
- § 操作時不需配合毒氣櫃，不會有如 AA 操作時產生毒性氣體汙染環境之虞
- § 檢測步驟於內建 LCD 螢幕立即指示，User Friendly Design，不需專人操作
- § 連續監測型 OVA5000 可連結「遠端資料遙測系統」至管控中心
- § 設備及耗材價格較 AA 低廉，維護保養容易

★ 提供實機展示、歡迎洽詢 ★



聯承科技有限公司
PANWELL TECHNOLOGY COMPANY

高雄公司：高雄市三民區光武路152號13樓之2
桃園公司：桃園縣蘆竹鄉宏竹村大華路77號
HTTP: panwell-tech.com

電話：(07) 389-1407(代表號) 傳真：(07) 389-2065
電話：(03) 323-5735(代表號) 傳真：(03) 323-3521
E-mail: panwellt@ms47.hinet.net